

Спосіб визначення зв'язування хіміопрепарату з альбуміном включає наступні стадії: приготування розчину альбуміну в дистильованій воді; приготування розчину хіміопрепарату в розчині альбуміну; нанесення тонкого шару хіміопрепарату в розчині альбуміну, розчину хіміопрепарату та розчину альбуміну на предметні скельця; висушування предметних скелець; дослідження предметних скелець на інфрачервоному спектрофотометрі у діапазоні $1600 \dots 1700 \text{ см}^{-1}$.