

Спосіб транспортування донорського серця включає використання розчину консервувальної рідини для зберігання серця та використання охолоджуючих компонентів. Донорське серце поміщають принаймні у три поліетиленові пакети: перший пакет заливають щонайменше 1 літром кардіоплегічного розчину, зав'язують та поміщають у ще два стерильні поліетиленові пакети, та кладуть у транспортний контейнер, в якому знаходяться температурні датчики та холодоагенти в поліетиленових пакетах, холодоагентами устеляють дно контейнера та обкладають пакет з серцем, у вигляді муфти. При транспортуванні у холодильному контейнері підтримують температуру 9-10 °C.